

MIC-KEY tilbehør

Forlængerslanger, ftalatfri



Y forlænger-slange - vinklet
Mellemstykke med Secur-Lok® og 2 indgiftsporte - en til madindgift og en til medicinindgift. Indeholdt i MIC-KEY sættet.

Varenr. 0122-02
Længde 5 cm
5 stk. pr. pakke

Varenr. 0121-12
Længde 30 cm
5 stk. pr. pakke

Varenr. 0121-24
Længde 60 cm
5 stk. pr. pakke



Bolus forlænger-slange - lige
Mellemstykke med Secur-Lok® til tyktflydende sondemad. Indeholdt i MIC-KEY sættet.

Varenr. 0123-12
Længde 30 cm
5 stk. pr. pakke

Varenr. 0123-24
Længde 60 cm
5 stk. pr. pakke



Bolus forlænger-slange - vinklet
Mellemstykke med Secur-Lok® til sondemad. Kan tilsluttes sprøjte og pumpe.

Varenr. 0124-12
Længde 30 cm
5 stk. pr. pakke

Varenr. 0124-24
Længde 60 cm
5 stk. pr. pakke



Forlænger-slange - vinklet
Mellemstykke med Secur-Lok® og luer-lock til enteral ernæring via pumpe.

Varenr. 0126-12
Længde 30 cm
5 stk. pr. pakke

Varenr. 0126-24
Længde 60 cm
5 stk. pr. pakke



Målepind
MIC-KEY målepind (Stoma Measuring Device) med 1/4 cm markering.

Enkel og sikker måltagning til den rigtige længde på MIC-KEY.

Varenr. 98460
1 stk.

MIC TJ sonder

MIC-KEY TJ sonder

Varenr.	Længde cm	Beskrivelse
0270-16	1,0-3,5 / 15-22-30-45	MIC-KEY transgastrisk jejunalsonde i hudniveau
0270-18	1,2-3,5 / 22-30-45	MIC-KEY transgastrisk jejunalsonde i hudniveau
0270-22	1,5-3,5 / 45	MIC-KEY transgastrisk jejunalsonde i hudniveau

MIC TJ sonder

Varenr.	Beskrivelse	
0650-16-15	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	16 Fr 15 cm
0650-16-22	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	16 Fr 22 cm
0650-16-30	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	16 Fr 30 cm
0650-16-45	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	16 Fr 45 cm
0650-18-22	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	18 Fr 22 cm
0650-18-30	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	18 Fr 30 cm
0650-18-45	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	18 Fr 45 cm
0650-22-45	MIC transgastrisk jejunalsondekit - endoskopisk	22 Fr 45 cm
0660-16-45	MIC transgastrisk jejunalsondekit - kirurgisk	16 Fr 45 cm
0660-18-45	MIC transgastrisk jejunalsondekit - kirurgisk	18 Fr 45 cm
0660-22-45	MIC transgastrisk jejunalsondekit - kirurgisk	22 Fr 45 cm

MIC jejunostomisonde

Varenr.	Beskrivelse	
0301-14	MIC jejunostomisonde	14 Fr


Ovennævnte produkter er skaffevarer

Gastroenterologi


Produktoversigt



MIC® Introkit




MIC®-PEG



MIC®-G



MIC-KEY®




MIC® TJ

MIC Introkit

Anvendes til direkte anlæggelse af MIC-KEY, MIC-G, MIC-KEY TJ og MIC TJ

MIC Introkit indeholder:

- SAF-T-Pexy® T-lås, 4 stk.
- Pean
- Introducernål
- Guidewire
- Skalpel
- Dilatator
- Sprøjte
- Målepind



MIC Introkit

MIC-KEY		MIC-KEY TJ	
Varenr.		Varenr.	
98430	12 Fr	98437	16 Fr
98431	14 Fr	98438	18 Fr
98432	16 Fr		
98433	18 Fr		
98434	20 Fr		

MIC-PEG sonde

MIC-PEG sættet indeholder:

- PEG sonde
- Guidewire
- Introducernål
- Skalpel
- Klemme
- PEG universaladapter
- Luer-lock adapter

MIC-PEG

Med slynge	Uden slynge
Varenr.	Varenr.
0640-14 14 Fr	0644-14 14 Fr
0640-20 20 Fr	0644-20 20 Fr
0640-24 24 Fr	0644-24 24 Fr

MIC-PEG tilbehør

PEG tilbehør	
Varenr.	Beskrivelse
0135-14	Universal adapter til PEG 14 Fr
0135-20	Universal adapter til PEG 20 Fr
0136-14	Bolus adapter til PEG 14 Fr
0136-20	Bolus adapter til PEG 20 Fr
0137-14	Luer lock adapter til PEG 14 Fr
0137-20	Luer lock adapter til PEG 20 Fr

Ovennævnte tilbehør fås også i 24 Fr - Størrelsen er ikke lagervare

MIC-G udskiftningssonde med 2 indgangsporte

Ud over ballonporten mærket (BAL) til påfyldning af vand har MIC-G to indgangsporte, som også er tydeligt markeret:

- Port til madindgift med mulighed for kontinuerlig ernæring via pumpe - mærket FEED
- Port til medicinindgift - mærket MEDS

MIC-G

3-5 ml ballon		7-10 ml ballon	
Varenr.		Varenr.	
0112-14LV 14 Fr		0112-18 18 Fr	
0112-16LV 16 Fr		0112-20 20 Fr	
		0112-22 22 Fr	
		0112-24 24 Fr	

MIC-KEY

udskiftningssonde i hudniveau

MIC-KEY sættet indeholder:

- MIC-KEY udskiftningssonde i hudniveau
- Y forlængerslange - vinklet, varenr. 0121-12
- Bolus forlængerslange - lige, varenr. 0123-12
- 6 ml sprøjte
- 35 ml sprøjte
- Gaze
- Vejledning



MIC-KEY

MIC-KEY 12 Fr		MIC-KEY 14 Fr		MIC-KEY 16 Fr		MIC-KEY 18 Fr		MIC-KEY 20 Fr		MIC-KEY 24 Fr	
Varenr.	cm	Varenr.	cm	Varenr.	cm	Varenr.	cm	Varenr.	cm	Varenr.	cm
0120-12-0,8	0,8	0120-14-0,8	0,8	0120-16-0,8	0,8	0120-18-0,8	0,8	0120-20-0,8	0,8		
0120-12-1,0	1,0	0120-14-1,0	1,0	0120-16-1,0	1,0	0120-18-1,0	1,0	0120-20-1,0	1,0		
0120-12-1,2	1,2	0120-14-1,2	1,2	0120-16-1,2	1,2	0120-18-1,2	1,2	0120-20-1,2	1,2		
0120-12-1,5	1,5	0120-14-1,5	1,5	0120-16-1,5	1,5	0120-18-1,5	1,5	0120-20-1,5	1,5	0120-24-1,5	1,5
0120-12-1,7	1,7	0120-14-1,7	1,7	0120-16-1,7	1,7	0120-18-1,7	1,7	0120-20-1,7	1,7	0120-24-1,7	1,7
0120-12-2,0	2,0	0120-14-2,0	2,0	0120-16-2,0	2,0	0120-18-2,0	2,0	0120-20-2,0	2,0	0120-24-2,0	2,0
0120-12-2,3	2,3	0120-14-2,3	2,3	0120-16-2,3	2,3	0120-18-2,3	2,3	0120-20-2,3	2,3	0120-24-2,3	2,3
0120-12-2,5	2,5	0120-14-2,5	2,5	0120-16-2,5	2,5	0120-18-2,5	2,5	0120-20-2,5	2,5	0120-24-2,5	2,5
0120-12-2,7	2,7	0120-14-2,7	2,7	0120-16-2,7	2,7	0120-18-2,7	2,7	0120-20-2,7	2,7	0120-24-2,7	2,7
0120-12-3,0	3,0	0120-14-3,0	3,0	0120-16-3,0	3,0	0120-18-3,0	3,0	0120-20-3,0	3,0	0120-24-3,0	3,0
0120-12-3,5	3,5	0120-14-3,5	3,5	0120-16-3,5	3,5	0120-18-3,5	3,5	0120-20-3,5	3,5	0120-24-3,5	3,5
0120-12-4,0	4,0	0120-14-4,0	4,0	0120-16-4,0	4,0	0120-18-4,0	4,0	0120-20-4,0	4,0	0120-24-4,0	4,0
		0120-14-4,5	4,5	0120-16-4,5	4,5	0120-18-4,5	4,5	0120-20-4,5	4,5	0120-24-4,5	4,5
		0120-14-5,0	5,0	0120-16-5,0	5,0	0120-18-5,0	5,0	0120-20-5,0	5,0	0120-24-5,0	5,0

MIC-KEY single pack

MIC-KEY 12 Fr		MIC-KEY 14 Fr		MIC-KEY 16 Fr		MIC-KEY 18 Fr		MIC-KEY 20 Fr	
Varenr.	cm	Varenr.	cm	Varenr.	cm	Varenr.	cm	Varenr.	cm
2120-12-1,5	1,5	2120-14-1,5	1,5	2120-16-1,5	1,5				
2120-12-2,0	2,0	2120-14-2,0	2,0	2120-16-2,0	2,0	2120-18-2,0	2,0	2120-20-2,0	2,0
2120-12-2,5	2,5	2120-14-2,5	2,5	2120-16-2,5	2,5	2120-18-2,5	2,5	2120-20-2,5	2,5
2120-12-3,0	3,0	2120-14-3,0	3,0	2120-16-3,0	3,0	2120-18-3,0	3,0	2120-20-3,0	3,0
		2120-14-3,5	3,5	2120-16-3,5	3,5	2120-18-3,5	3,5	2120-20-3,5	3,5
		2120-14-4,0	4,0	2120-16-4,0	4,0	2120-18-4,0	4,0	2120-20-4,0	4,0

Hvis den ønskede version og størrelse ikke fremgår af oversigterne ovenover, bedes du kontakte Medas kundeservice på tlf. 44 52 88 88