

Uso y cuidados en el hogar de Mic-Key® Gastrostomiport

Se recomienda hacer lo siguiente una vez al día

1. Lavar la piel alrededor del estoma una vez al día como parte del aseo diario de la mañana o de noche. Hay que mantener seca y limpia la piel alrededor del estoma.
2. Enjuagar la piezas intermedias con 10-20 ml de agua antes y después de cada alimentación.

Se recomienda hacer lo siguiente cada semana

1. Controlar la cantidad de agua en el balón una vez a la semana.
2. Tomar una nueva pieza intermedia una vez a la semana (o más frecuente, dependiente del uso).

Se recomienda hacer lo siguiente cada dos meses

Considerar y tratar Mic-Key® como un instrumento para comer. Por lo tanto debe de cambiarlo cada dos meses, puesto que después de dos meses se habrá cambiado de color y la bálbula de retención y retroceso estará debilitada.

NOTA: En caso de dolores/malestares en la situación de alimentación, hay que interrumpir la alimentación y contactar a enfermera o médico.

Buenos consejos

1. Adaptar la medida del estoma usando el báculo Mic-Key® para medir. Tenga siempre el báculo Mic-Key® a mano.
2. Hacer rutinas fijas para cuidar el Mic-Key®, por ejemplo:
 - Controlar cada lunes que el balón tiene la cantidad correcta de agua.
3. Usar y pensar siempre una buena higiene normal con respecto a todo el cuidado y alimentación en Mic-Key®. No hace falta ningún procedimiento de esterilización.

MEDA